

Б. Разрешени за употреба лекарствени продукти, представляващи нови за страната активни действащи молекули и комбинации

Име	Емпресин Empressin	Регистър ИАЛ
Лекарствена форма	40 IU/2 ml концентрат за инфузионен разтвор, ампули x 5; x 10	20180194
I N N	Аргипресин <i>Argipressin</i>	24.07.2018
АТС код	H01BA06	
Показания	Емпресин е показан за лечение на катехоламин-рефрактерна хипотония след септичен шок при пациенти на възраст над 18 години. Катехоламин-рефрактерна хипотония е налице, ако средното артериално кръвно налягане не може да бъде стабилизирано, въпреки задоволителното обемно заместване и прилагането на катехоламини.	
Притежател на РУ	Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Австрия	
Начин на отпускане	по лекарско предписание	